

# VIBRA電子天びん 感謝プライスキャンペーン

新光電子 HTGシリーズ・ALEシリーズ

# 定価より10%OFF

2025年2月28日(金)ご注文分まで ※2025年3月31日までのご納品分対象



## 新光電子が世界に誇るオンリーワンの技術

丈夫で長もち

省電力

ウォーミングアップ不要



音叉式力センサ

6つのメリット

音叉センサ5年保証

高ひょう量/高分解能

ノイズに強い

正確性維持

キャンペーン対象商品は裏面をご覧ください



## 分析用電子天びん HTGシリーズ

- 使い勝手と耐薬品性に優れたガラス風防
- 微量計量時に最適な応答性・安定性
- 高精度を保つ「全自動スパン調整」機能を搭載
- 校正時機を知らせるアドバイスCAL機能を搭載
- 耐振動性を強化し表示の安定性を向上\*  
※当社従来品との比較

型式	HTG84R	HTG124R	HTG224R
ひょう量	80g	120g	220g
最小表示	0.1mg(0.0001g)	0.1mg(0.0001g)	0.1mg(0.0001g)
計量皿寸法	φ80mm		
外形寸法(WDH)	204×292×313mm(風防を含む)		
税抜価格	<del>¥152,000</del>	<del>¥172,000</del>	<del>¥182,000</del>
キャンペーン価格	¥136,800	¥154,800	¥163,800

詳細情報は  
コチラ▶



## 高精度電子天びん・取引証明用電子天びん ALEシリーズ/ALE-Rシリーズ/ALE-Hシリーズ

- 応答性・反応速度が向上し、安定所要時間が約1/2になり生産性向上に寄与\*
- 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計\*
- 8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載(ALE、ALE-Rシリーズ)  
※当社従来品との比較

詳細情報は  
コチラ▶



### 【ベーシックタイプ】

型式	ALE223	ALE323	ALE623	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm			W180×D160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)				192×265×86mm			
税抜価格	<del>¥80,000</del>	<del>¥84,000</del>	<del>¥120,000</del>	<del>¥75,000</del>	<del>¥80,000</del>	<del>¥84,000</del>	<del>¥120,000</del>	<del>¥138,000</del>
キャンペーン価格	¥72,000	¥75,600	¥108,000	¥67,500	¥72,000	¥75,600	¥108,000	¥124,200

### 【校正分銅内蔵タイプ】

型式	ALE223R	ALE323R	ALE623R	ALE1502R	ALE2202R	ALE3202R	ALE6201R	ALE6202R	ALE15001R
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm			W180×D160mm					
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)				192×265×86mm				
税抜価格	<del>¥93,000</del>	<del>¥98,000</del>	<del>¥135,000</del>	<del>¥87,000</del>	<del>¥93,000</del>	<del>¥98,000</del>	<del>¥102,000</del>	<del>¥140,000</del>	<del>¥162,000</del>
キャンペーン価格	¥83,700	¥88,200	¥121,500	¥78,300	¥83,700	¥88,200	¥91,800	¥126,000	¥145,800

### 【取引証明用(特定計量器)】

型式	ALE223H	ALE323H	ALE623H	ALE1502H	ALE2202H	ALE3202H	ALE6202H	ALE15001H
ひょう量	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小測定量	0.02g			0.5g				5g
目量	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
実目量	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
精度等級	2級							
計量皿寸法	φ118mm			W180×D160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)				192×265×86mm			
税抜価格	<del>¥103,000</del>	<del>¥108,000</del>	<del>¥145,000</del>	<del>¥97,000</del>	<del>¥103,000</del>	<del>¥108,000</del>	<del>¥150,000</del>	<del>¥172,000</del>
キャンペーン価格	¥92,700	¥97,200	¥130,500	¥87,300	¥92,700	¥97,200	¥135,000	¥154,800

未来をはかる

## 新光電子株式会社

本社・東京 〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-52-1  
TEL : 03-5944-1642 FAX : 03-6905-5526

名古屋 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6  
TEL : 052-561-1138 FAX : 052-561-1158

関西 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2  
TEL : 078-921-2551 FAX : 078-921-2552

開発・製造 つくば事業所

●代理店



製品改良にともない予告なく仕様外観などを  
変更させていただく場合があります

新光電子への  
お問い合わせはコチラ▶

