

分銅・関連商品 新価格表

2026年4月1日注文分より、新価格でのご提供となります。一部、価格変更のない製品も新価格として掲載しております。
製品の詳細はカタログをご覧ください。



OIML型円筒分銅
(非磁性ステンレス)

表す量	E2級分銅 (JCSC校正付)		F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	E2CSO-20K	¥423,500	F1CSO-20K	¥295,000	F2CSO-20K	¥282,500	M1CSO-20K	¥258,500
10kg	E2CSO-10K	¥287,000	F1CSO-10K	¥156,000	F2CSO-10K	¥147,500	M1CSO-10K	¥143,000
5kg	E2CSO-5K	¥236,500	F1CSO-5K	¥109,000	F2CSO-5K	¥105,500	M1CSO-5K	¥99,000
2kg	E2CSO-2K	¥145,000	F1CSO-2K	¥56,000	F2CSO-2K	¥50,500	M1CSO-2K	¥49,500
1kg	E2CSO-1K	¥99,000	F1CSO-1K	¥45,000	F2CSO-1K	¥40,500	M1CSO-1K	¥37,500
500g	E2CSO-500G	¥85,000	F1CSO-500G	¥34,000	F2CSO-500G	¥32,000	M1CSO-500G	¥30,000
200g	E2CSO-200G	¥67,000	F1CSO-200G	¥26,500	F2CSO-200G	¥24,000	M1CSO-200G	¥22,000
100g	E2CSO-100G	¥56,000	F1CSO-100G	¥23,000	F2CSO-100G	¥21,000	M1CSO-100G	¥19,000
50g	E2CSO-50G	¥46,000	F1CSO-50G	¥20,000	F2CSO-50G	¥19,000	M1CSO-50G	¥17,500
20g	E2CSO-20G	¥44,000	F1CSO-20G	¥16,500	F2CSO-20G	¥15,500	M1CSO-20G	¥14,500
10g	E2CSO-10G	¥44,000	F1CSO-10G	¥14,500	F2CSO-10G	¥13,000	M1CSO-10G	¥12,000
5g	E2CSO-5G	¥44,000	F1CSO-5G	¥14,500	F2CSO-5G	¥13,000	M1CSO-5G	¥12,000
2g	E2CSO-2G	¥41,000	F1CSO-2G	¥14,500	F2CSO-2G	¥13,000	M1CSO-2G	¥12,000
1g	E2CSO-1G	¥41,000	F1CSO-1G	¥14,500	F2CSO-1G	¥13,000	M1CSO-1G	¥12,000



基準分銅型円筒分銅
(非磁性ステンレス)

表す量	F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	F1CSB-20K	¥233,500	F2CSB-20K	¥209,000	M1CSB-20K	¥197,000
10kg	F1CSB-10K	¥137,500	F2CSB-10K	¥125,500	M1CSB-10K	¥121,000
5kg	F1CSB-5K	¥69,500	F2CSB-5K	¥66,000	M1CSB-5K	¥60,500
2kg	F1CSB-2K	¥32,000	F2CSB-2K	¥30,000	M1CSB-2K	¥27,500
1kg	F1CSB-1K	¥23,000	F2CSB-1K	¥22,500	M1CSB-1K	¥20,500
500g	F1CSB-500G	¥16,500	F2CSB-500G	¥15,500	M1CSB-500G	¥13,000
200g	F1CSB-200G	¥14,500	F2CSB-200G	¥13,500	M1CSB-200G	¥12,000
100g	F1CSB-100G	¥11,000	F2CSB-100G	¥10,500	M1CSB-100G	¥9,500
50g	F1CSB-50G	¥10,000	F2CSB-50G	¥9,500	M1CSB-50G	¥8,500
20g	F1CSB-20G	¥8,000	F2CSB-20G	¥7,500	M1CSB-20G	¥7,000
10g	F1CSB-10G	¥8,000	F2CSB-10G	¥7,500	M1CSB-10G	¥7,000
5g	F1CSB-5G	¥7,500	F2CSB-5G	¥7,000	M1CSB-5G	¥6,500
2g	F1CSB-2G	¥7,500	F2CSB-2G	¥7,000	M1CSB-2G	¥6,500
1g	F1CSB-1G	¥7,500	F2CSB-1G	¥7,000	M1CSB-1G	¥6,500



基準分銅型円筒分銅
(黄銅クロムメッキ)

表す量	F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅		M2級 (3級) 分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	F2CBB-20K	¥207,000	M1CBB-20K	¥199,000	M2CBB-20K	¥198,000
10kg	F2CBB-10K	¥122,000	M1CBB-10K	¥121,000	M2CBB-10K	¥120,000
5kg	F2CBB-5K	¥66,000	M1CBB-5K	¥61,500	M2CBB-5K	¥60,000
2kg	F2CBB-2K	¥25,500	M1CBB-2K	¥25,000	M2CBB-2K	¥23,500
1kg	F2CBB-1K	¥20,000	M1CBB-1K	¥17,500	M2CBB-1K	¥15,500
500g	F2CBB-500G	¥13,000	M1CBB-500G	¥12,000	M2CBB-500G	¥11,000
200g	F2CBB-200G	¥9,500	M1CBB-200G	¥9,000	M2CBB-200G	¥8,000
100g	F2CBB-100G	¥8,000	M1CBB-100G	¥7,500	M2CBB-100G	¥7,000
50g	F2CBB-50G	¥6,500	M1CBB-50G	¥5,700	M2CBB-50G	¥5,200
20g	F2CBB-20G	¥5,600	M1CBB-20G	¥5,400	M2CBB-20G	¥5,000
10g	F2CBB-10G	¥5,600	M1CBB-10G	¥5,400	M2CBB-10G	¥5,000
5g	F2CBB-5G	¥5,600	M1CBB-5G	¥5,400	M2CBB-5G	¥5,000
2g	F2CBB-2G	¥5,600	M1CBB-2G	¥5,400	M2CBB-2G	¥5,000
1g	F2CBB-1G	¥5,600	M1CBB-1G	¥5,400	M2CBB-1G	¥5,000



円盤分銅
(非磁性ステンレス)

表す量	F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
5kg	F1DS-5K	¥65,500	F2DS-5K	¥61,000	M1DS-5K	¥57,000
2kg	F1DS-2K	¥27,000	F2DS-2K	¥24,000	M1DS-2K	¥22,500
1kg	F1DS-1K	¥18,700	F2DS-1K	¥17,500	M1DS-1K	¥16,500
500g	F1DS-500G	¥13,000	F2DS-500G	¥11,500	M1DS-500G	¥9,000
200g	F1DS-200G	¥10,000	F2DS-200G	¥9,000	M1DS-200G	¥8,000
100g	F1DS-100G	¥8,800	F2DS-100G	¥8,000	M1DS-100G	¥7,000
50g	F1DS-50G	¥7,500	F2DS-50G	¥6,500	M1DS-50G	¥5,500
20g	F1DS-20G	¥6,200	F2DS-20G	¥6,000	M1DS-20G	¥5,500
10g	F1DS-10G	¥6,200	F2DS-10G	¥6,000	M1DS-10G	¥5,500



円盤分銅
(黄銅クロムメッキ)


表す量	M1級 (2級) 分銅		M2級 (3級) 分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格
5kg	M1DB-5K	¥72,000	M2DB-5K	¥71,000
2kg	M1DB-2K	¥29,000	M2DB-2K	¥27,500
1kg	M1DB-1K	¥20,500	M2DB-1K	¥16,500
500g	M1DB-500G	¥12,000	M2DB-500G	¥11,000
200g	M1DB-200G	¥9,500	M2DB-200G	¥8,500
100g	M1DB-100G	¥8,500	M2DB-100G	¥7,500
50g	M1DB-50G	¥6,300	M2DB-50G	¥6,200
20g	M1DB-20G	¥6,300	M2DB-20G	¥6,200
10g	M1DB-10G	¥6,300	M2DB-10G	¥6,200



円盤分銅
(鉄塗装)

表す量	M2級 (3級) 分銅	
	商品番号	新価格
5kg	M2DF-5K	¥18,000
2kg	M2DF-2K	¥11,000
1kg	M2DF-1K	¥7,000
500g	M2DF-500G	¥4,800
200g	M2DF-200G	¥3,300
100g	M2DF-100G	¥2,700
50g	M2DF-50G	¥1,800
20g	M2DF-20G	¥1,800
10g	M2DF-10G	¥1,800


表示価格は税抜価格です。別途送料が必要となります。



OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

小質量分銅(500mg~1mg)

表す量	E2級分銅(JCSS校正付)		F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
500mg	E2PSO-500M	¥26,500	F1PSO-500M	¥6,600	F2PSO-500M	¥5,000	M1PSO-500M	¥4,500
200mg	E2PSO-200M	¥26,500	F1PSO-200M	¥6,600	F2PSO-200M	¥5,000	M1PSO-200M	¥4,500
100mg	E2PSO-100M	¥26,500	F1PSO-100M	¥6,600	F2PSO-100M	¥5,000	M1PSO-100M	¥4,500
50mg	E2PSO-50M	¥26,500	F1PSO-50M	¥6,600	F2PSO-50M	¥5,000	M1PSO-50M	¥4,500
20mg	E2PSO-20M	¥26,500	F1PSO-20M	¥6,600	F2PSO-20M	¥5,000	M1PSO-20M	¥4,500
10mg	E2PSO-10M	¥26,500	F1PSO-10M	¥6,600	F2PSO-10M	¥5,000	M1PSO-10M	¥4,500
5mg	E2PSO-5M	¥26,500	F1PSO-5M	¥6,600	F2PSO-5M	¥5,000	M1PSO-5M	¥4,500
2mg	E2PSO-2M	¥26,500	F1PSO-2M	¥6,600	F2PSO-2M	¥5,000	M1PSO-2M	¥4,500
1mg	E2PSO-1M	¥26,500	F1PSO-1M	¥6,600	F2PSO-1M	¥5,000	M1PSO-1M	¥4,500



基準分銅型板状分銅

(小質量:非磁性ステンレス)

小質量分銅(500mg~1mg)

表す量	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
500mg	F1PSB-500M	¥4,500	F2PSB-500M	¥4,000	M1PSB-500M	¥3,800
200mg	F1PSB-200M	¥4,500	F2PSB-200M	¥4,000	M1PSB-200M	¥3,800
100mg	F1PSB-100M	¥4,500	F2PSB-100M	¥4,000	M1PSB-100M	¥3,800
50mg	F1PSB-50M	¥4,500	F2PSB-50M	¥4,000	M1PSB-50M	¥3,800
20mg	F1PSB-20M	¥4,500	F2PSB-20M	¥4,000	M1PSB-20M	¥3,800
10mg	F1PSB-10M	¥4,500	F2PSB-10M	¥4,000	M1PSB-10M	¥3,800
5mg	F1PSB-5M	¥4,500	F2PSB-5M	¥4,000	M1PSB-5M	¥3,800
2mg	F1PSB-2M	¥4,500	F2PSB-2M	¥4,000	M1PSB-2M	¥3,800
1mg	F1PSB-1M	¥4,500	F2PSB-1M	¥4,000	M1PSB-1M	¥3,800




板状分銅

(微小質量:非磁性ステンレス)

微小質量分銅(0.8mg~0.1mg)

表す量	F1級相当	
	商品番号	新価格
0.8mg	F1PS-08M	¥31,500
0.6mg	F1PS-06M	¥31,500
0.4mg	F1PS-04M	¥31,500
0.2mg	F1PS-02M	¥31,500
0.1mg	F1PS-01M	¥31,500



増おもり型分銅

(非磁性ステンレス)


表す量	F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
5kg	F2SS-5K	¥91,000	M1SS-5K	¥79,000	M2SS-5K	¥70,500
2kg	F2SS-2K	¥44,000	M1SS-2K	¥39,500	M2SS-2K	¥34,500
1kg	F2SS-1K	¥36,500	M1SS-1K	¥32,000	M2SS-1K	¥25,500
500g	F2SS-500G	¥27,000	M1SS-500G	¥23,000	M2SS-500G	¥15,500
200g	F2SS-200G	¥20,500	M1SS-200G	¥17,500	M2SS-200G	¥11,500
100g	F2SS-100G	¥16,000	M1SS-100G	¥14,000	M2SS-100G	¥9,500
50g	F2SS-50G	¥12,500	M1SS-50G	¥10,500	M2SS-50G	¥8,000
20g	F2SS-20G	¥12,500	M1SS-20G	¥10,500	M2SS-20G	¥8,000
10g	F2SS-10G	¥12,500	M1SS-10G	¥10,500	M2SS-10G	¥8,000



増おもり型分銅


(黄銅クロムメッキ)

表す量	F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
5kg	F2SB-5K	¥72,000	M1SB-5K	¥68,500	M2SB-5K	¥59,500
2kg	F2SB-2K	¥36,000	M1SB-2K	¥33,000	M2SB-2K	¥25,500
1kg	F2SB-1K	¥30,000	M1SB-1K	¥25,500	M2SB-1K	¥18,500
500g	F2SB-500G	¥21,500	M1SB-500G	¥15,500	M2SB-500G	¥11,500
200g	F2SB-200G	¥16,000	M1SB-200G	¥11,500	M2SB-200G	¥9,500
100g	F2SB-100G	¥12,500	M1SB-100G	¥10,000	M2SB-100G	¥8,000
50g	F2SB-50G	¥10,000	M1SB-50G	¥9,000	M2SB-50G	¥6,500
20g	F2SB-20G	¥10,000	M1SB-20G	¥9,000	M2SB-20G	¥6,500
10g	F2SB-10G	¥10,000	M1SB-10G	¥9,000	M2SB-10G	¥6,500



増おもり型ニュートン分銅

表す量	非磁性ステンレス M1級		黄銅クロムメッキ M1級	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格
50N	M1SS-50N	¥98,000	M1SB-50N	¥91,500
20N	M1SS-20N	¥58,000	M1SB-20N	¥52,000
10N	M1SS-10N	¥53,500	M1SB-10N	¥50,500
5N	M1SS-5N	¥43,000	M1SB-5N	¥40,500
2N	M1SS-2N	¥31,500	M1SB-2N	¥29,000
1N	M1SS-1N	¥28,000	M1SB-1N	¥23,500
0.5N	M1SS-0.5N	¥25,000	M1SB-0.5N	¥19,500
0.2N	M1SS-0.2N	¥18,000	M1SB-0.2N	¥17,000
0.1N	M1SS-0.1N	¥16,000	M1SB-0.1N	¥14,500



増おもり型分銅受台

(g仕様)

表す量	商品番号	新価格
5kg	M1SS-5KS	¥98,500
2kg	M1SS-2KS	¥49,500
1kg	M1SS-1KS	¥41,000
500g	M1SS-500GS	¥30,000
200g	M1SS-200GS	¥23,000
100g	M1SS-100GS	¥18,500
50g	M1SS-50GS	¥14,000
20g	M1SS-20GS	¥14,000
10g	M1SS-10GS	¥14,000

増おもり型分銅受台

(N仕様)

表す量	非磁性ステンレス M1級	
	商品番号	新価格
50N	M1SS-50NS	¥110,000
20N	M1SS-20NS	¥55,000
10N	M1SS-10NS	¥47,000
5N	M1SS-5NS	¥34,000
2N	M1SS-2NS	¥26,500
1N	M1SS-1NS	¥23,000
0.5N	M1SS-0.5NS	¥16,000
0.2N	M1SS-0.2NS	¥15,500
0.1N	M1SS-0.1NS	¥15,500



枕型分銅

表す量	枕型分銅(オーステナイト系ステンレス鋼)						枕型分銅(マルテンサイト系ステンレス鋼)				枕型分銅(鋳鉄)			
	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	F1RS-20K	¥166,500	F2RS-20K	¥139,000	M1RS-20K	¥125,000	M1RSL-20K	¥102,500	M2RSL-20K	¥94,500	M1RF-20K	¥31,000	M2RF-20K	¥27,500
10kg	F1RS-10K	¥121,000	F2RS-10K	¥100,500	M1RS-10K	¥85,500	M1RSL-10K	¥65,500	M2RSL-10K	¥60,500	M1RF-10K	¥24,000	M2RF-10K	¥21,500
5kg	F1RS-5K	¥91,000	F2RS-5K	¥75,500	M1RS-5K	¥60,500	M1RSL-5K	¥50,500	M2RSL-5K	¥44,000	M1RF-5K	¥21,500	M2RF-5K	¥18,500
2kg	F1RS-2K	¥68,000	F2RS-2K	¥56,500	M1RS-2K	¥40,000	M1RSL-2K	¥26,000	M2RSL-2K	¥25,000	M1RF-2K	¥15,500	M2RF-2K	¥14,500
1kg	F1RS-1K	¥43,500	F2RS-1K	¥36,500	M1RS-1K	¥30,500	M1RSL-1K	¥20,000	M2RSL-1K	¥18,500	M1RF-1K	¥14,000	M2RF-1K	¥12,000
500g	F1RS-500G	¥42,000	F2RS-500G	¥34,500	M1RS-500G	¥28,500	-	-	-	-	-	-	-	-



大型分銅

表す量	大型分銅(ステンレス)				大型分銅(鋳鉄)			
	M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
1000kg	M1RS-1000K	都度見積	M2RS-1000K	都度見積	M1RF-1000K	都度見積	M2RF-1000K	都度見積
500kg	M1RS-500K		M2RS-500K		M1RF-500K		M2RF-500K	
200kg	M1RS-200K		M2RS-200K		M1RF-200K		M2RF-200K	
100kg	M1RS-100K		M2RS-100K		M1RF-100K		M2RF-100K	
50kg	M1RS-50K		M2RS-50K		M1RF-50K		M2RF-50K	



特殊分銅

表す量	環付分銅A型		環付分銅B型		フック付分銅	
	M1級(2級)分銅		M1級(2級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	M1CSB-20KC	¥387,000	M1CSB-20KR	¥300,000	-	-
10kg	M1CSB-10KC	¥240,000	M1CSB-10KR	¥181,500	M1CSB-10KF	¥179,500
5kg	M1CSB-5KC	¥136,500	M1CSB-5KR	¥92,000	M1CSB-5KF	¥87,000
2kg	M1CSB-2KC	¥62,500	M1CSB-2KR	¥38,000	M1CSB-2KF	¥36,500
1kg	M1CSB-1KC	¥48,500	M1CSB-1KR	¥28,500	M1CSB-1KF	¥27,500
500g	M1CSB-500GC	¥29,500	M1CSB-500GR	¥20,000	M1CSB-500GF	¥18,500
200g	M1CSB-200GC	¥26,500	M1CSB-200GR	¥13,000	M1CSB-200GF	¥12,500
100g	M1CSB-100GC	¥22,000	M1CSB-100GR	¥11,000	M1CSB-100GF	¥11,000
50g	-	-	M1CSB-50GR	¥8,500	M1CSB-50GF	¥8,500
20g	-	-	M1CSB-20GR	¥8,500	M1CSB-20GF	¥8,500



JISマーク付基準分銅型円筒分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	F1CSB-20KJ	¥265,000	F2CSB-20KJ	¥225,000	M1CSB-20KJ	¥213,000
10kg	F1CSB-10KJ	¥154,500	F2CSB-10KJ	¥134,500	M1CSB-10KJ	¥132,000
5kg	F1CSB-5KJ	¥81,000	F2CSB-5KJ	¥73,000	M1CSB-5KJ	¥68,000
2kg	F1CSB-2KJ	¥37,000	F2CSB-2KJ	¥33,500	M1CSB-2KJ	¥31,500
1kg	F1CSB-1KJ	¥28,000	F2CSB-1KJ	¥24,500	M1CSB-1KJ	¥22,500
500g	F1CSB-500GJ	¥18,500	F2CSB-500GJ	¥17,000	M1CSB-500GJ	¥14,500
200g	F1CSB-200GJ	¥16,000	F2CSB-200GJ	¥14,000	M1CSB-200GJ	¥13,000
100g	F1CSB-100GJ	¥12,500	F2CSB-100GJ	¥11,500	M1CSB-100GJ	¥10,000
50g	F1CSB-50GJ	¥11,500	F2CSB-50GJ	¥10,000	M1CSB-50GJ	¥8,500
20g	F1CSB-20GJ	¥8,800	F2CSB-20GJ	¥8,400	M1CSB-20GJ	¥7,600
10g	F1CSB-10GJ	¥8,800	F2CSB-10GJ	¥8,400	M1CSB-10GJ	¥7,600
5g	F1CSB-5GJ	¥8,400	F2CSB-5GJ	¥8,000	M1CSB-5GJ	¥7,300
2g	F1CSB-2GJ	¥8,400	F2CSB-2GJ	¥8,000	M1CSB-2GJ	¥7,300
1g	F1CSB-1GJ	¥8,400	F2CSB-1GJ	¥8,000	M1CSB-1GJ	¥7,300

JISマーク付基準分銅型円筒分銅 (黄銅クロムメッキ)

表す量	F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	F2CBB-20KJ	¥222,500	M1CBB-20KJ	¥210,500	M2CBB-20KJ	¥205,000
10kg	F2CBB-10KJ	¥132,000	M1CBB-10KJ	¥126,500	M2CBB-10KJ	¥123,000
5kg	F2CBB-5KJ	¥70,500	M1CBB-5KJ	¥67,000	M2CBB-5KJ	¥65,000
2kg	F2CBB-2KJ	¥29,000	M1CBB-2KJ	¥26,500	M2CBB-2KJ	¥25,500
1kg	F2CBB-1KJ	¥21,500	M1CBB-1KJ	¥19,000	M2CBB-1KJ	¥17,000
500g	F2CBB-500GJ	¥15,000	M1CBB-500GJ	¥13,500	M2CBB-500GJ	¥12,500
200g	F2CBB-200GJ	¥10,000	M1CBB-200GJ	¥9,500	M2CBB-200GJ	¥9,000
100g	F2CBB-100GJ	¥9,000	M1CBB-100GJ	¥8,500	M2CBB-100GJ	¥8,000
50g	F2CBB-50GJ	¥7,500	M1CBB-50GJ	¥6,500	M2CBB-50GJ	¥6,000
20g	F2CBB-20GJ	¥6,500	M1CBB-20GJ	¥6,000	M2CBB-20GJ	¥5,700
10g	F2CBB-10GJ	¥6,500	M1CBB-10GJ	¥6,000	M2CBB-10GJ	¥5,700
5g	F2CBB-5GJ	¥6,500	M1CBB-5GJ	¥6,000	M2CBB-5GJ	¥5,700
2g	F2CBB-2GJ	¥6,500	M1CBB-2GJ	¥6,000	M2CBB-2GJ	¥5,700
1g	F2CBB-1GJ	¥6,500	M1CBB-1GJ	¥6,000	M2CBB-1GJ	¥5,700

表示価格は税抜価格です。別途送料が必要となります。



JISマーク付OIML型円筒分銅
(非磁性ステンレス)

表す量	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	F1CSO-20KJ	¥334,000	F2CSO-20KJ	¥316,000	M1CSO-20KJ	¥300,000
10kg	F1CSO-10KJ	¥187,000	F2CSO-10KJ	¥177,000	M1CSO-10KJ	¥171,500
5kg	F1CSO-5KJ	¥121,000	F2CSO-5KJ	¥116,500	M1CSO-5KJ	¥105,500
2kg	F1CSO-2KJ	¥62,000	F2CSO-2KJ	¥55,000	M1CSO-2KJ	¥52,500
1kg	F1CSO-1KJ	¥50,500	F2CSO-1KJ	¥46,000	M1CSO-1KJ	¥40,500
500g	F1CSO-500GJ	¥37,500	F2CSO-500GJ	¥35,500	M1CSO-500GJ	¥33,500
200g	F1CSO-200GJ	¥29,500	F2CSO-200GJ	¥27,000	M1CSO-200GJ	¥23,500
100g	F1CSO-100GJ	¥26,500	F2CSO-100GJ	¥23,000	M1CSO-100GJ	¥20,000
50g	F1CSO-50GJ	¥21,500	F2CSO-50GJ	¥20,000	M1CSO-50GJ	¥19,000
20g	F1CSO-20GJ	¥18,000	F2CSO-20GJ	¥17,000	M1CSO-20GJ	¥15,000
10g	F1CSO-10GJ	¥15,500	F2CSO-10GJ	¥14,000	M1CSO-10GJ	¥13,000
5g	F1CSO-5GJ	¥15,000	F2CSO-5GJ	¥14,000	M1CSO-5GJ	¥12,500
2g	F1CSO-2GJ	¥15,000	F2CSO-2GJ	¥14,000	M1CSO-2GJ	¥12,500
1g	F1CSO-1GJ	¥15,000	F2CSO-1GJ	¥14,000	M1CSO-1GJ	¥12,500



JISマーク付円盤分銅
(非磁性ステンレス)

表す量	M1級(2級)分銅	
	商品番号	新価格
5kg	M1DS-5KJ	¥73,000
2kg	M1DS-2KJ	¥34,500
1kg	M1DS-1KJ	¥26,000
500g	M1DS-500GJ	¥19,000
200g	M1DS-200GJ	¥15,000
100g	M1DS-100GJ	¥14,000
50g	M1DS-50GJ	¥12,500
20g	M1DS-20GJ	¥10,500
10g	M1DS-10GJ	¥10,500



セット分銅
OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)

品名	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
10kgセット(1g~5kg)	F1CSO-10KA	¥603,000	F2CSO-10KA	¥550,000	M1CSO-10KA	¥441,500
5kgセット(1g~2kg)	F1CSO-5KA	¥483,500	F2CSO-5KA	¥478,500	M1CSO-5KA	¥391,500
2kgセット(1g~1kg)	F1CSO-2KA	¥356,500	F2CSO-2KA	¥334,500	M1CSO-2KA	¥301,500
1kgセット(1g~500g)	F1CSO-1KA	¥302,500	F2CSO-1KA	¥293,500	M1CSO-1KA	¥270,000
500gセット(1g~200g)	F1CSO-500A	¥268,500	F2CSO-500A	¥262,000	M1CSO-500A	¥240,000
200gセット(1g~100g)	F1CSO-200A	¥236,000	F2CSO-200A	¥213,500	M1CSO-200A	¥193,500
100gセット(1g~50g)	F1CSO-100A	¥215,500	F2CSO-100A	¥192,500	M1CSO-100A	¥176,000
1gセット(1mg~500mg)	F1CSO-1A	¥94,500	F2CSO-1A	¥84,500	M1CSO-1A	¥73,500



セット分銅
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)

品名	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
10kgセット(1g~5kg)	F1CSO-10KAJ	¥603,000	F2CSO-10KAJ	¥550,000	M1CSO-10KAJ	¥441,500
5kgセット(1g~2kg)	F1CSO-5KAJ	¥483,500	F2CSO-5KAJ	¥478,500	M1CSO-5KAJ	¥391,500
2kgセット(1g~1kg)	F1CSO-2KAJ	¥356,500	F2CSO-2KAJ	¥334,500	M1CSO-2KAJ	¥301,500
1kgセット(1g~500g)	F1CSO-1KAJ	¥302,500	F2CSO-1KAJ	¥293,500	M1CSO-1KAJ	¥270,000
500gセット(1g~200g)	F1CSO-500AJ	¥268,500	F2CSO-500AJ	¥262,000	M1CSO-500AJ	¥240,000
200gセット(1g~100g)	F1CSO-200AJ	¥236,000	F2CSO-200AJ	¥213,500	M1CSO-200AJ	¥193,500
100gセット(1g~50g)	F1CSO-100AJ	¥215,500	F2CSO-100AJ	¥192,500	M1CSO-100AJ	¥176,000



円筒型分銅単品ケース

対応分銅	アルミケース				プラスチックケース			
	OIML型用		基準分銅型用		OIML型用		基準分銅型用	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	AC-20K-O	¥29,500	AC-20K-K	¥29,500	-	-	-	-
10kg	AC-10K-O	¥26,200	AC-10K-K	¥26,200	-	-	-	-
5kg	AC-5K-O	¥19,800	AC-5K-K	¥19,800	PC-5K-O	¥8,600	PC-5K-K	¥8,600
2kg	AC-2K-O	¥12,300	AC-2K-K	¥12,300	PC-2K-O	¥7,400	PC-2K-K	¥7,400
1kg	AC-1K-O	¥12,100	AC-1K-K	¥12,100	PC-1K-O	¥7,400	PC-1K-K	¥7,400
500g	AC-500G-O	¥11,500	AC-500G-K	¥11,500	PC-500G-O	¥6,100	PC-500G-K	¥6,100
200g	AC-200G-O	¥8,500	AC-200G-K	¥8,500	PC-200G-O	¥5,800	PC-200G-K	¥5,800
100g	AC-100G-O	¥8,400	AC-100G-K	¥8,400	PC-100G-O	¥5,800	PC-100G-K	¥5,800
50g	AC-50G-O	¥7,800	AC-50G-K	¥7,800	PC-50G-O	¥5,800	PC-50G-K	¥5,800
20g	AC-20G-O	¥7,800	AC-20G-K	¥7,800	PC-20G-O	¥5,100	PC-20G-K	¥5,100
10g	AC-10G-O	¥7,800	AC-10G-K	¥7,800	PC-10G-O	¥5,100	PC-10G-K	¥5,100
5g	AC-5G-O	¥7,800	AC-5G-K	¥7,800	PC-5G-O	¥5,100	PC-5G-K	¥5,100
2g	AC-2G-O	¥7,800	AC-2G-K	¥7,800	PC-2G-O	¥5,100	PC-2G-K	¥5,100
1g	AC-1G-O	¥7,800	AC-1G-K	¥7,800	PC-1G-O	¥5,100	PC-1G-K	¥5,100



円盤型分銅単品ケース

対応分銅	プラスチックケース	
	商品番号	新価格
5kg	PD-5K	¥8,600
2kg	PD-2K	¥7,400
1kg	PD-1K	¥7,400
500g	PD-500G	¥6,100
200g	PD-200G	¥5,800
100g	PD-100G	¥5,800
50g	PD-50G	¥5,800
20g	PD-20G	¥5,400
10g	PD-10G	¥5,400



枕型分銅単品ケース

対応分銅	アルミ製ケース(RS/RF用)		アルミ製ケース(RSL用)		木製ケース(RS/RF用)		木製ケース(RSL用)	
	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
20kg	AC-20K-R	¥66,700	AC-20K-RSL	¥66,700	RC-20K	¥42,200	RC-20K-RSL	¥42,200
10kg	AC-10K-R	¥63,000	AC-10K-RSL	¥63,000	RC-10K	¥38,900	RC-10K-RSL	¥38,900
5kg	AC-5K-R	¥29,000	AC-5K-RSL	¥29,000	RC-5K	¥32,200	-	-
2kg	AC-2K-R	¥23,200	AC-2K-RSL	¥23,200	RC-2K	¥27,000	-	-
1kg	AC-1K-R	¥20,700	AC-1K-RSL	¥20,700	RC-1K	¥25,300	-	-
500g	AC-500-R	¥18,200	AC-500RSL	¥18,200	RC-500	¥21,200	-	-



板状分銅ケース

組分銅用ケース(ゲージ)		押さえガラス(アクリル)		単品用ケース	
商品番号	新価格	商品番号	新価格	商品番号	新価格
PG	¥6,000	OG	¥2,400	PC-M	¥4,800



アルミ製組分銅ケース

品名	商品番号	新価格
組分銅アルミケース 20KS	AC-20KS	都度見積
組分銅アルミケース 10KS	AC-10KS	
組分銅アルミケース 5KS	AC-5KS	
組分銅アルミケース 2KS	AC-2KS	
組分銅アルミケース 1KS	AC-1KS	
組分銅アルミケース 500S	AC-500S	



木製組分銅ケース

品名	商品番号	新価格
組分銅木製ケース L	WC-L	¥59,300
組分銅木製ケース M	WC-M	¥52,300
組分銅木製ケース S	WC-S	¥45,100
組分銅木製ケース SS	WC-SS	¥45,100



作業用手袋 クロス

品名	商品番号	新価格
作業用布手袋	CG	¥800
重量作業用ゴム処理布手袋	UG	¥1,500
重量作業用豚革手袋	SG	¥2,900
シリコンクロス L	SC-L	¥900
シリコンクロス M	SC-M	¥450
コットンカバー	CC	¥900



ピンセット

品名	商品番号	新価格
SUSピンセット L	SPR-L	¥9,200
SUSピンセット M	SPR-M	¥7,400
SUSピンセット S	SPR-S	¥5,000
ESDピンセット	PTZ	¥4,600
プラスチックピンセット	PP	¥800



グリップ フォーク

品名	商品番号	新価格
グリップ 20kg用	GO-20K	¥51,500
グリップ 10kg用	GO-10K	¥41,300
グリップ 5kg用	GO-5K	¥41,300
フォーク 5kg用	FO-5K	¥41,300
フォーク 2kg用	FO-2K	¥33,000



防振台

品名	商品番号	新価格
防振台(1台用)	SK-1AM	¥254,000
防振台(2台用)	SK-2AM	¥339,000
卓上型防振台	SK-1BM	¥220,000
簡易型防振台	SK-S	¥43,000

価格・詳細は
お問合せください



風防

品名	商品番号	備考
アルミ風防A型	AF-A	上下スライド扉
アルミ風防B型	AF-B	観音開き扉



ドライキャビネット

表示価格は税抜価格です。別途送料が必要となります。

JCSS分銅校正サービス

【分銅】の校正サービス料金

表す量	クラスE (E2級準拠)		クラス1 (F1級準拠)		クラス2 (F2級準拠)		クラス3 (M1級、M2級準拠)	
	不確かさ	新価格	不確かさ	新価格	不確かさ	新価格	不確かさ	新価格
20kg	±13mg	¥40,000	±30mg	¥30,000	±100mg	¥18,000	±300mg	¥10,000
10kg	±5.5mg	¥30,000	±15mg	¥24,000	±50mg	¥18,000	±150mg	¥10,000
5kg	±3.7mg	¥30,000	±7.5mg	¥23,000	±25mg	¥17,000	±75mg	¥10,000
2kg	±1.0mg	¥30,000	±3.0mg	¥23,000	±10mg	¥17,000	±30mg	¥10,000
1kg	±0.50mg	¥25,000	±1.5mg	¥15,000	±5.0mg	¥12,000	±15mg	¥9,000
500g	±0.25mg	¥25,000	±0.75mg	¥15,000	±2.5mg	¥12,000	±7.5mg	¥9,000
200g	±0.17mg	¥18,000	±0.30mg	¥14,000	±1.0mg	¥12,000	±3.0mg	¥9,000
100g	±0.060mg	¥18,000	±0.15mg	¥14,000	±0.50mg	¥11,000	±1.5mg	¥9,000
50g	±0.033mg	¥18,000	±0.10mg	¥12,000	±0.30mg	¥11,000	±1.0mg	¥9,000
20g	±0.026mg	¥18,000	±0.080mg	¥12,000	±0.25mg	¥11,000	±0.80mg	¥9,000
10g	±0.020mg	¥18,000	±0.060mg	¥12,000	±0.20mg	¥10,000	±0.60mg	¥9,000
5g	±0.016mg	¥15,000	±0.050mg	¥12,000	±0.15mg	¥10,000	±0.50mg	¥9,000
2g	±0.013mg	¥15,000	±0.040mg	¥12,000	±0.12mg	¥10,000	±0.40mg	¥9,000
1g	±0.010mg	¥15,000	±0.030mg	¥12,000	±0.10mg	¥10,000	±0.30mg	¥9,000
500mg	±0.0080mg	¥15,000	±0.025mg	¥12,000	±0.080mg	¥10,000	±0.25mg	¥9,000
200mg	±0.0060mg	¥15,000	±0.020mg	¥12,000	±0.060mg	¥10,000	±0.20mg	¥9,000
100mg	±0.0050mg	¥15,000	±0.015mg	¥12,000	±0.050mg	¥10,000	±0.15mg	¥9,000
50mg	±0.0040mg	¥15,000	±0.012mg	¥12,000	±0.040mg	¥10,000	±0.12mg	¥9,000
20mg	±0.0030mg	¥15,000	±0.010mg	¥12,000	±0.030mg	¥10,000	±0.10mg	¥9,000
10mg	±0.0025mg	¥15,000	±0.0080mg	¥12,000	±0.025mg	¥10,000	±0.080mg	¥9,000
5mg	±0.0023mg	¥15,000	±0.0060mg	¥12,000	±0.020mg	¥10,000	±0.060mg	¥9,000
2mg	±0.0020mg	¥15,000	±0.0060mg	¥12,000	±0.020mg	¥10,000	±0.060mg	¥9,000
1mg	±0.0020mg	¥15,000	±0.0060mg	¥12,000	±0.020mg	¥10,000	±0.060mg	¥9,000

【おもり】の校正サービス料金

表す量	クラス1		クラス2		クラス3	
	不確かさ	新価格	不確かさ	新価格	不確かさ	新価格
20kg超 30kg以下	±45mg	¥31,000	±150mg	¥21,000	±450mg	¥13,000
10kg超 20kg以下	±30mg	¥27,000	±100mg	¥19,000	±300mg	¥12,000
5kg超 10kg以下	±15mg	¥25,000	±50mg	¥17,000	±150mg	¥11,000
2kg超 5kg以下	±7.5mg	¥23,000	±25mg	¥15,000	±75mg	¥10,000
1kg超 2kg以下	±3.0mg	¥22,000	±10mg	¥13,000	±30mg	¥9,000
200g超 1kg以下	±1.5mg	¥18,000	±5.0mg	¥12,000	±15mg	¥9,000
10g以上 200g以下	±0.35mg	¥15,000	±1.0mg	¥12,000	±3.0mg	¥9,000

器差付サービス(分銅新規購入時)

	新価格
分銅1個あたり	¥3,000

ドキュメントサービス(分銅新規購入時)

	新価格
トレーサビリティ証明書一式 ・校正証明書 ・校正結果 ・トレーサビリティ体系図の一式	¥12,000

※ニュートン分銅の場合:¥15,000
※英文の場合:¥15,000

再校正費用(調整・器差付けを含む)

表す量	F1級 (OIML R111 F1準拠)	F2級 (OIML R111 F2準拠)	M1級・M2級 (OIML R111 M1, M2準拠)
	新価格	新価格	新価格
20kg超 30kg以下	¥21,000	¥16,000	¥11,000
2kg超 20kg以下	¥16,000	¥12,000	¥7,000
1g以上 2kg以下	¥9,000	¥7,000	¥6,000
1g未満	¥6,000	¥5,000	¥4,000


未来をはかる—— 新光電子株式会社

本社・東京 〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-52-1
TEL : 03-5944-1642 FAX : 03-6905-5526
名古屋 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6
TEL : 052-561-1138 FAX : 052-561-1158
関西 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2
TEL : 078-921-2551 FAX : 078-921-2552
開発・製造 つくば事業所

<https://www.vibra.co.jp>



●代理店



製品改良にともない予告なく仕様外観などを変更させていただく場合があります。
表示価格は税抜価格です。別途送料が必要となります。